

GRACIA

Рабочее место врача-гинеколога

Экономит пространство
в кабинете и время врача



BORCAD®

Gracie — рабочее место врача-гинеколога

Современная благожелательная обстановка для врача и пациентки с акцентом на эргономичность и эффективность проведения гинекологического обследования.

Интегрированные в кресло цифровой видеокольпоскоп и ЖК-монитор уменьшают необходимость в дополнительной площади в кабинете врача и повышают эффективность обследования.



Инструментальная тумбочка обеспечивает врачу комфорт при работе, предоставляя легкий и удобный доступ к расходным материалам и инструментарию.



Все под рукой

- Гинекологическое кресло
- Встроенный цифровой видеокольпоскоп с ЖК-монитором
- Многофункциональная инструментальная тумбочка



Низкая посадочная высота сиденья и опор для ступней позволяет легко расположиться на кресле даже пациенткам с ограниченной подвижностью.



Гинекологическое кресло Gracie объединяет в себе все преимущества кресла и смотровой кушетки.

При проведении ультразвукового исследования изображение передается на встроенный в кресло ЖК-монитор, который может быть развернут как к врачу, так и к пациентке.



Видеокольпоскоп

Инновационное решение BorCad — интегрированный в кресло Gracie цифровой видеокольпоскоп с ЖК-монитором экономит пространство и делает процедуру обследования максимально удобной для врача.



Технические параметры

Видеокольпоскоп:

Оптическое увеличение: 1,5-20-кратное

Цифровое увеличение: 10-кратное

Диаметр поля зрения: 3 см
(при 10-кратном увеличении)

Рабочее расстояние: 24-33 см

Фокусное расстояние: 1 см

Подсветка рабочей зоны

Зеленый фильтр для визуализации сосудов

Форматы сохранения изображения: png, avi

Подключение: USB разъем

Фото/видео разрешение: 640 x 480 пикс

ЖК-монитор:

Диагональ: 17" (43 см)

Разрешение: 1280 x 1024 пикс

Переключение режимов «кольпоскоп»/«УЗИ»



Инструментальная тумбочка

Полноценное место для размещения всего необходимого для работы врача-гинеколога



- Подогреваемый бокс для хранения чистых гинекологических зеркал
- Удобная раскладка расходных материалов и инструментария
- Корзина и контейнеры для сбора использованных зеркал и медицинских отходов разных классов



Технические параметры

Длина: 600 мм

Высота: 1125 мм

Ширина: 520 мм

Объем контейнеров для отходов: 17/13 л

Объем корзины для использованных зеркал: 25 л

Объем подогреваемого бокса для зеркал: 13 л





Фотография
рабочего места врача-гинеколога Gracie



РАБОЧЕЕ МЕСТО ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА

- Гинекологическое кресло с беспроводным ножным пультом дистанционного управления
- Встроенный цифровой видеокольпоскоп с ЖК-монитором
- Многофункциональная инструментальная тумбочка
- Стул для врача



Дизайнером Gracie
является академический
скульптор
Йури Шпанихел



Принадлежности



GKB-AX электрически регулируемые опоры для ступней



GKB-BX электрически регулируемые держатели ног по Геппелю

Держатель для
кольпоскопа:

GKB-080	Leica (левый)
GKB-081	Leica (правый)
GKB-082	Leisegang (левый)
GKB-083	Leisegang (правый)

Держатель для
кольпоскопа:

GKB-084	Zeiss (левый)
GKB-085	Zeiss (правый)
GKB-086	Olympus (левый)
GKB-087	Olympus (правый)



GKB-054
Лоток для инструментов
из пластика, плоский



GKB-063
ПВХ покрытие
сиденья



GKB-055
Лоток для инструментов,
круглый, на поворотном
кронштейне (правый)



GKB-77
Защитная ПВХ
пленка под
сиденьем



GKB-065
Лоток для инструментов
круглый, на поворотном
кронштейне (левый)



Держатели для
кольпоскопов



GKB-00.01
ПВХ покрытие опор
для ступней



GKB-021
Упор для ног врача



GKB-045
Панель с розетками



ZK-05.X
Табурет врача

GKB-076
Табурет врача
с эргономической
регулировкой
высоты без
помощи рук



GKB-068.X
Подогрев сиденья

GKB-070
Аккумуляторная
батарея

GRACIA

Рабочее место врача-гинеколога



Цельность

Динамика

Дизайн

BORCAD cz s.r.o.

CZ – 739 45 г. Фричовице 673

Тел.: +420 558 640 631

Факс: +420 558 668 087

e-mail: borcad@borcad.cz

www.borcad.cz



BioSystemy
группа компаний БИОЛАЙН

Эксклюзивный дистрибьютор продукции
BORCAD® (Чешская Республика) в России –
компания «БиоСистемы»

197101, Санкт-Петербург
Пинский пер., д.3, лит.А
тел.: (812) 320 49 49
факс: (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru

КОМФОРТ
для ЖИЗНИ