



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КРЕСЛО
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Комфорт

Уникальный дизайн

Отличная маневренность

BORCAD®

Уникальный дизайн Комфорт

Отличная маневренность

ДИЗАЙН




Дизайнером
многофункционального кресла SELLA
является академический
скульптор Йири Шпанихел



Кресло SELLA благодаря своим функциональным
возможностям, эргономическим пропорциям
и уникальному дизайну обеспечивает удобство
для пациентов с ограниченной подвижностью
и медицинского персонала.

Небольшой вес, хорошая маневренность
и удобная посадка пациента делают
многофункциональное кресло SELLA
прекрасным помощником в любом
лечебно-профилактическом учреждении.



КОМФОРТ
для ЖИЗНИ





Колеса кресла автоматически блокируются при вставании пациента или медицинского персонала на подпружиненную опору для ног, исключая самопроизвольное перемещение кресла.



Мобилизация пациента относится к физически наиболее тяжелым процедурам в Здравсохранении.



Перевод кресла в полностью горизонтальное положение и регулировка высоты облегчает перемещение пациента с кресла на кровать.

Гидравлический подъем кресла с одновременным наклоном спинки и сиденья (функция «ассистенции подъема пациента»), а также возможность опоры пациента на регулируемые подлокотники полностью исключают физические усилия медицинского персонала при подъеме пациента.



Небольшие колеса 125 мм диаметром, легко вращающиеся вокруг своей оси, идеальны для перемещения кресла внутри лечебного учреждения, особенно в узких проходах и маленьких помещениях.



Комфорт и удобство транспортировки пациента напрямую связаны с небольшим весом кресла SELLA, но также и с его эргономичностью в управлении.

При необходимости транспортировки пациента по улице или неровной поверхности целесообразнее выбрать кресло SELLA, оснащенное передними колесами большего диаметра – 300 мм.

Конструкция кресла SELLA позволяет проводить различные лечебные и диагностические манипуляции и предоставляет медицинскому персоналу легкий доступ к пациенту.



Удобный центральный тормоз обеспечивает дополнительную безопасность пациенту при манипуляциях медицинского персонала и, особенно, при подъеме с кресла.

Дезинфекция

Просто и быстро.



Принадлежности и аксессуары



SLA-ZP-001 Столик



SLA-ZP-018 Независимая
регулировка спинки



SLA-ZP-006 Независимая регулировка
ножной секции



SLA-ZP-011 Боковые
ограждения (2 шт.)



SLA-ZP-005 Карман



SLA-ZP-019 Держатель
мочеприемника



SLA-ZP-010 Подголовник с боковыми
ограничителями



SLA-ZP-023 Фиксатор для столика
в подлокотнике



SLA-ZP-024 Столик с ограничителем



SLA-ZP-020 Держатель для столика



SLA-ZP-003 Телескопическая
инфузионная стойка



SLA-ZP-002 Держатель инфузионной
стойки

SLA-IA
Кресло с колесами
300 мм и стандартными
подлокотниками
SLA-ZP-037



SLA-JB
Кресло с колесами
125 мм и стандартными
подлокотниками
SLA-ZP-037



SLA-JB
Кресло с колесами 125 мм
и подлокотниками для взятия
крови SLA-ZP-038



Технические параметры



SLA – AX		Фиксированная высота, передние колеса 300 мм	Размеры	
SLA – BX		Гидравлическая регулировка высоты, передние колеса 300 мм	Полная длина	910 мм
SLA – CX		Фиксированная высота, передние колеса 125 мм	Полная длина в горизонтальном положении	1610 мм
SLA – DX		Гидравлическая регулировка высоты, передние колеса 125 мм	Полная ширина	685 мм/705 *
SLA – IX		Гидравлическая регулировка высоты, передние колеса 300 мм, функция «ассистенция при подъеме пациента»	Диапазон регулировки высоты **	255 мм**
SLA – JX		Гидравлическая регулировка высоты, передние колеса 125 мм, функция «ассистенция при подъеме пациента»	Угол наклона спинной секции	12° - 70°
			Угол наклона ножной секции	12° - 90°
			Угол фиксации подлокотников	-25°, 0°, 25°, 90°
			Максимальная нагрузка	
			Максимальный вес пациента	150 кг

* стандартные подлокотники / подлокотники для взятия крови
 ** кресла с гидравлической регулировкой высоты



Цветовые решения



В – Голубой



Д – Зеленый



С – Желтый



А – Кирпичный

Высокая функциональность

Широкий диапазон регулировок всех секций и высоты кресла позволяет установить его с учетом индивидуальных потребностей пациента.





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КРЕСЛО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



BORCAD cz s.r.o.

CZ – 739 45 г. Фричовице 673
Тел.: +420 558 640 631
Факс: +420 558 640 629
e-mail: borcad@borcad.cz
www.borcad.cz



BioSystemy
группа компаний БИОЛАЙН

Эксклюзивный дистрибьютор продукции
BORCAD® (Чешская Республика) в России –
компания «БиоСистемы»

197101, Санкт-Петербург
Пинский пер., д.3, лит.А
тел.: (812) 320 49 49
факс: (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru