

Pura



Многофункциональное процедурное кресло

Многофункциональное



Pura Кресло для амбулаторного лечения

Многофункциональное кресло для амбулаторного лечения серии Pura предназначено для проведения различных длительных процедур, включая лечение в диализных центрах. Обеспечивает максимальный комфорт и функциональность пациентам стационаров.

процедурное кресло Pura



Pura Хирургия одного дня

Кресло серии Pura находит все больше применений в области амбулаторной хирургии и современных малоинвазивных вмешательствах благодаря современному дизайну, высокой функциональности и практичности использования

Многофункциональные кресла



серии Pura



- Удобная высота посадки пациента с низким положением кресла до 51,5 см
- Безопасность и надежность как конструкции, так и различных аксессуаров
- Высокая функциональность, обеспечивающая удобную эргономику позиционирования



Пациент

- Возможность выбора как функционала, так и цветовых решений под нужды Заказчика
- Простота как работы, так и обслуживания оборудования



Персонал

- Решения под необходимые задачи Заказчика
- Надежность и качество мировых стандартов



Управление

Многофункциональное кресло

Кресло серии Pura
создает ощущение
комфортной
и безопасной
обстановки для пациента,
а также делает работу
медперсонала простой
и удобной.

Отсутствие
СТЫКОВ И ШВОВ



серии Pura

Удобная
и эргономичная
конструкция



Противошоковое
положение
Использование
билатеральных ножных
педаль для приведения
кресла в противошоковое
положение позволяет
осуществлять постоянный
контроль пациента
в экстренных ситуациях
и существенно снижает
нагрузку на медперсонал.



Использование
антибактериальных
и долговечных
материалов



Хирургия одного дня



1. Поступление в лечебное учреждение



6. Выписка



2. Транспортировка



3. Подготовка к процедуре



4. Процедура



5. Отдых после процедуры



Кресло для амбулаторного лечения



Эргономичное положение
во время проведения
процедур.



Возможность
регуливовки
положения кресла.



Быстрая установка
в противошоковое положение.





Плавные регулировки во всех положениях обеспечивают дополнительный комфорт и удобство пациента.



Широкий диапазон регулировки высоты.



Электрическая регулировка тазовой и ножной секции.



Комфортное положение пациента для отдыха.



Позиционирование

Быстрая и удобная регулировка посадочного положения кресла сиденья при помощи одной кнопки экономит время медицинского персонала.



Широкий диапазон регулировки высоты кресла позволяет пациенту безопасно располагаться на нем как во время посадки, так и во время вставания.

Высокая функциональность и эргономика

Управление креслом серии Pura простое и интуитивно понятное, что экономит время медперсонала и не требует долгого обучения.

Дистанционный пульт управления

Многофункциональный пульт управления креслом серии Pura позволяет позиционировать кресло в удобное для пациента положение при этом обеспечивая максимальную безопасность за счет использования дополнительных систем блокировок.

Положение Тренделенбург

Быстрая и простая установка кресла в противошоковое положение одной кнопкой повышает безопасность и скорость оказания помощи пациенту в экстренных ситуациях.



Комфорт пациента

Функциональность

Инновационное решение подлокотников позволяет использовать их как стандартные ограждения пациента, так и в качестве поручней для проведения процедур.



Положения подлокотников:

- 1) Положение боковых ограждений.
- 2) Положение для снятия/установки подлокотников.
- 3) Положение посадки пациента.



Функциональное решение конструкции подлокотников предусматривает место под стакан или бутылку с водой для пациента.



Практичность

Уникальная конструкция опоры для ног обеспечивает дополнительный комфорт и мобильность пациента, позволяя ему самостоятельно производить необходимые регулировки и позиционирования.




Благодаря эргономичной конструкции боковых ограждений кресла серии Pura обеспечивают повышенную мобильность даже в ограниченных пространствах.

Принадлежности и аксессуары



Подголовник в форме подушки



Подголовник в форме валика



Дополнительная вставка опоры для ног




Поручень для перемещения кресла




Поручень с держателем бумажных полотенец



Телескопическая инфузионная стойка




Поручень со встроенной лампой



Поручень с держателем бумажных полотенец и лампой




Держатель инфузионной стойки



ПВХ – чехол опоры для ног



Валик для подлокотников



Держатель для планшета (Л/П)



ПВХ-чехол для подлокотников



ПВХ – чехол ножной секции




Кресло врача



«Идея – двигатель
всех новаторств»


Дизайнер Иржи Шпанихел

Модели кресла Pura

	DIA-AX	DIA-BX	DIA-CX	DIA-EX	DIA-FX
Модель					
Варианты колес					
	диаметр 75 мм	диаметр 100 мм	диаметр 100 мм	диаметр 125 мм	диаметр 125 мм
	Индивидуальный тормоз		Центральный тормоз для всех колес		
Регулировка высоты	Фиксированная высота		Широкий диапазон регулировок		
Опора для ног	Фиксированная с ножной секцией		Регулируемая		
Управление опорой для ног					
	Персоналом		Персоналом и пациентом		
Варианты положений опоры для ног					
					
Вариант исполнения подлокотников					

Широкая цветовая гамма

Стандартные цвета



Синий

Розовый

Оранжевый

Зеленый

Сиреневый

Нестандартные цвета



Технические параметры

Модель	DIA-AX	DIA-BX	DIA-CX	DIA-EX	DIA-FX
Длина ложа	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2100 мм	2 100 мм
Ширина ложа	590 мм	590 мм	590 мм	590 мм	590 мм
Общая ширина без подлокотников	680 мм	680 мм	730 мм	730 мм	730 мм
Общая ширина с подлокотниками	910 мм	910 мм	910 мм	910 мм	731/1 116 мм

Высота ложа, включая матрац

Минимальная	530 мм	515 мм	515 мм	550 мм	550 мм
Максимальная	530 мм	765 мм	765 мм	800 мм	800 мм
Положение Тренделенбурга	– 12°				

Варианты регулировки подлокотников

Вертикальная	+ 8° / – 20°				
Горизонтальная	– 20° / + 60°				
Максимальная масса пациента	180 кг		200 кг		



Pura

Пациент

- Удобная высота посадки пациента с низким положением кресла до 51,5 см
- Безопасность и надежность как конструкции, так и различных аксессуаров
- Высокая функциональность, обеспечивающая удобную эргономику позиционирования



- Возможность выбора как функционала, так и цветовых решений под нужды Заказчика
- Простота как работы, так и обслуживания оборудования



Персонал

Управление

- Решения под необходимые задачи Заказчика
- Надежность и качество мировых стандартов



BioSystemy
группа компаний БИОЛАЙН

Эксклюзивный дистрибьютор продукции
BORCAD® (Чешская Республика) в России –
компания «БиоСистемы»

197046, Санкт-Петербург
Пинский пер., д. 3, лит. 5
тел.: (812) 320 49 49
факс: (812) 320 49 40
e-mail: main@bioline.ru
www.bioline.ru